

Tabla 2. Dispositivos para transferencia de impresiones en All-on-X

| Marca | Sistema | Principio operativo | Ventajas clínicas | Precio |
|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| <u>1. Scan Ladder</u> (Inglaterra) | Sistema de scanbodies no calibrados | Aporta referencias de puntos y figuras geométricas | 1. Compatible con varios IOS 2. Funciona con flujos abiertos | USD \$3.500 |
| <u>2. TruAbutment ioConnect</u> (Corea) | Sistema de scanbodies no calibrados | Optimiza el flujo digital Mejora la predictibilidad | 1. Menor tiempo clínico y menos citas 2. Más confort y satisfacción general | USD \$3.500 - \$4.500 |
| <u>3. Apollo SmartFlag</u> (Polonia) | Sistema de scanbodies no calibrados | Referencias geométricas claras para escaneo intraoral. Flujo digital simplificado sin impresión física | 1. Ajuste protésico más preciso 2. Experiencia más confortable | USD \$1.500 |
| <u>4. Nexus IOS</u> (Australia) | Sistema de scanbodies no calibrados | Aporta referencias de puntos y figuras geométricas | 1. Precisión y predictibilidad 2. Compatible con la mayoría IOS | USD \$3.500 |
| | | | | |